

INSTRUMENTAL E MATERIAL NECESSÁRIOS

O material solicitado deve ser organizado em caixas metálicas (perfuradas) e caixas plásticas conforme descrito abaixo:

Caixa número 1 – Instrumental clínico

Caixa metálica para autoclave □ 20x10 perfurada

Calcadores para canal (tipo □ Paiva) nº 1, 2, 3 e 4

Escavador de dentina de HASTE □ LONGA (cureta dentsply-maillefer)

Espátula de inserção número 1 □

Espelho em PRIMEIRO PLANO OU □ FRONT -SURFACE, sem aumento, com cabo

Espátula FLEXÍVEL para □ cimento nº 24

Lâmina tipo gilette □

Placa de vidro fina com □ **LADO DESPOLIDO** (8 x 15 cm)

Pinça clínica □

Régua milimetrada (metálica □ ou plástica autoclavável)

Seringa carpule (SOMENTE □ UTILIZARÁ EM CLÍNICA)

Sonda exploradora modificada □

Sonda exploradora nº 5 □

Tesoura reta pequena □

01 tamborel + kit reposição □ espumas

01 pinça hemostática curva □ pequena

01 seringa ML (para sistema □ Calen)

PARA IRRIGAÇÃO DO CANAL RADICULAR:

⇒ AGULHA AZUL (NAVITIP 30ga, 25mm) E AGULHA AMARELA (ENDO-EZE 27ga): o 03 UNIDADES DE CADA o marca Ultradent (encontrado na Dental Perboni)

⇒ SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 10ML COM PONTA ROSQUEÁVEL PARA ROSQUEAR AS AGULHAS: o 05 UNIDADES DE CADA. (PODE SER AS QUE OS ALUNOS JÁ COMPRARAM P ENDO I)

******PARA ASPIRAÇÃO DO CANAL RADICULAR (SOMENTE UTILIZARÁ EM CLÍNICA)******

⇒ Cântula metálica e Agulha METÁLICA para ASPIRAÇÃO (não comprar o “kit” com 3 agulhas, apenas a cântula e a agulha mais grossa) o 02 unidades de cada.

⇒ Agulha PLÁSTICA roxa (CAPILLARY TIPS 0.014) para ASPIRAÇÃO o 03 unidades o marca Ultradent. (PODE SER AS QUE OS ALUNOS JÁ COMPRARAM P ENDO I)

*****Caixa número 2 – Isolamento absoluto (SOMENTE UTILIZARÁ EM CLÍNICA) ******

Caixa metálica para autoclave□ 20x10 perfurada

Arco de Östby (plástico)□

Pinça perfuradora (tipo□ Ainsworth)

Pinça porta-grampo (tipo□ Palmer)

Grampos de nº 210-211-212□ (para incisivos e caninos) – dentro de um vidro de boca larga

Grampos nº 206 e 208 (para□ pré-molares) – dentro de um vidro de boca larga

Grampos nº w8a, 26 (para□ molares) – dentro de um vidro de boca larga

Caixa número 3 – preparo biomecânico

MATERIAL	QUANT.	ORGANIZAR
Caixa metálica para autoclave 20x10 perfurada	01	Colocar os vidros dentro da cx.
Bolinhas de algodão estéreis	várias	Todas em 1 vidro
Brocas esféricas de alta-rotação tipo carbide haste longa , nº 2 e 4– 1 unidades de cada	01 cada	Todas em 1 vidro

Brocas esféricas de alta- rotação diamantadas haste longa , nº 1012	03	Todas em 1 vidro
Brocas esféricas de alta- rotação diamantadas haste longa , nº 1014	03	Todas em 1 vidro
Broca LN de baixa-rotação	01	Sozinha em 1 vidro
Broca esférica de baixa- rotação de haste longa nº 4 e 6	01 cada	Todas em 1 vidro
Pontas diamantadas nº 3080, 3082	03 cada	Todas em 1 vidro
Brocas de gates glidden nº 1, 2, 3 e 4 – de 32 mm	01 cada	Todas em 1 vidro
Brocas de gates glidden nº 1, 2, 3 e 4 – de 32 mm	01 cada	Todas em 1 vidro
Brocas de gates glidden nº 1, 2, 3 e 4 – de 32 mm	01 cada	Todas em 1 vidro
Compactadores de McSpadden nº 40, 45, 50, 60 e 80 40 – preto, 45 – branco, 50 – amarelo, 60 – azul, 80, preto	01 cada	Todos em 1 vidro
Lentulo (vermelho, azul, verde, preto)	1 cx c/4	Todos em 1 vidro
Espaçadores digitais (b=vermelho, c=azul, d=verde)	1 cx c/3	Todos em 1 vidro
Cursors de borracha de 1 mm (verificar se realmente tem 1 mm)	1 pacote	Todos em 1 vidro
Limas flexo-file de 21 mm – 1ª série (15-40)	1 cx c/6	Todas em 1 vidro
Limas flexo-file de 25 mm – 1ª série (15-40)	1 cx c/6	Todas em 1 vidro
Limas flexo-file de 31 mm – 1ª série (15-40)	1 cx c/6	Todas em 1 vidro
Limas tipo k de 25 mm – 2ª série (45-80)	1 cx c/6	Todas em 1 vidro
Limas tipo k de 31 mm – 2ª série (45-80)	1 cx c/6	Todas em 1 vidro
Limas tipo k de 21 mm – nº 10 (roxa)	3 un.	Todas em 1 vidro
Limas tipo k de 25 mm –	3 un.	Todas em 1 vidro

nº 08 (cinza)		
Limas tipo k de 25 mm – nº 10 (roxa)	3 un.	Todas em 1 vidro
Lima tipo Hedströen 25 mm - 1º série	1 cx c/6	Todas em 1 vidro
Lima tipo Hedströen 25 mm - 2º série	1 cx c/6	Todas em 1 vidro
Limas profile 25 mm (15-40)	2 cx c/6	Cd cx em 1 vidro
Limas profile 25mm número 45 (branca, 2ªsérie)	2 un.	Todas em 1 vidro
Lima profile 25mm número 60 (azul, 2ªsérie)	1 un.	As duas em 1 vidro
Lima profile 25mm número 90 (branca, 3ªsérie)	1 un.	

Caixa para material complementar – Tipo Tapeware

caneta para retroprojektor☐

cola Super Bonder☐

colgaduras individuais (05) e☐ 1 colgadura para 14 películas

escova de aço para limpeza☐ das brocas

escova de dentes☐

escova de unhas☐

fio dental (SOMENTE PARA☐ UTILIZAR EM CLÍNICA)

fósforo ou isqueiro☐

lâmparina☐

luvas de borracha para☐ limpeza pesada (SOMENTE PARA UTILIZAR EM CLÍNICA)

óculos de proteção☐

plástico branco para bancada☐ 70x70 cm

potes de Dappen plásticos (2☐ unidades)

régua milimetrada☐ transparente de papelaria (15 cm no máximo)

lençol de borracha - caixa □ com 26 unidades Madeitex (SOMENTE PARA UTILIZAR EM CLÍNICA)

Protetor de paciente 70x90 □ impermeável (Dona Daura tem modelo) (SOMENTE PARA UTILIZAR EM CLÍNICA)

Caixa para material complementar – Tipo Tapeware

Pontas de papel absorvente □ 15-40 **esterilizadas**, com numeração embalada individualmente (05 caixas) (PODE SER AS QUE JÁ COMPRARAM P ENDO I)

Pontas de papel absorvente □ 45-80 **esterilizadas**, com numeração embalada individualmente (03 caixas) (PODE SER AS QUE JÁ COMPRARAM P ENDO I)

Cones de gutapercha principal □ - 1ª série (03 caixas)

Cones de gutapercha principal □ - 2ª série (02 caixas)

Cones de gutapercha acessório □ MF dentsply (03 cxs)

Sistema calen (caixa com 4 □ tubetes: 2 glicerinas e 2 hidróxido de cálcio)

o Pode ser com ou sem PMCC

Top dam (SOMENTE PARA □ UTILIZAR EM CLÍNICA)

Material Complementar (ENDOI)

Cronograma (CADERNO DE ENDODONTIA) Crachá de identificação Fotografia 3x4 recente (2ª aula) 25 vidrinhos tipo medicamentos injetáveis 1 pacote de cartelas para radiografias com 6 furos **(OU 1 PACOTE DE 4 FUROS E OUTRO PACOTE DE 2 FUROS)**

Dentes “COM COROAS HÍGIDAS OU POUCO RESTAURADAS E RAÍZES

COMPLETAMENTE FORMADAS” (01) INCISIVO CENTRAL SUPERIOR (02) INCISIVOS INFERIORES (CENTRAL OU LATERAL) (01) CANINO SUPERIOR (01) PRÉ-MOLAR INFERIOR (1º OU 2º) (01) **1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR (COM RAÍZES SEPARADAS)** **OBS: SE NECESSÁRIO, PODERÁ SER SOLICITADO ALGUM INSTRUMENTAL ADICIONAL.**